


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dhtkd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Número de artículo: CM0004399



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DHTKD1 (deshidrogenasa E1 de 2-oxoadipato). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de trastornos metabólicos y neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DHTKD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Especie	Humano
GenelD (humano)	55526
GenelD	55526
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-197 del DHTKD1 humano (NP_061176.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HY7
Peso proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo