


Anticuerpo Policlonal Anti-Dhtkd1 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q96Hy7

Número de artículo: CM0025527



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHTKD1 humano (componente E1 de la 2-oxoadipato deshidrogenasa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata; detecta una banda de ~103 kDa. Ideal para investigación en metabolismo mitocondrial y catabolismo de lisina/triptófano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb DHTKD1 de Conejo
Observaciones/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55526
GeneID	55526
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de DHTKD1 humano (NP_061176.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HY7
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo