

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhx30 Para Wb, Elisa - Q7L2E3

Número de artículo: CM0022660



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DHX30 para WB y ELISA, que detecta DHX30 humano y de ratón (~134 kDa). DHX30 es una helicasa de ARN de la caja DEAH implicada en la biogénesis de ribosomas mitocondriales, la neurogénesis y la inmunidad innata, por lo que este anticuerpo es adecuado para la investigación mitocondrial y de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	DHX30 Rabbit pAb
Notas/Alias	DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	22907
ID del gen	22907
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 336-501 de DHX30 humano (NP_619520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7L2E3
Peso de la proteína	134 kDa
Envío	Bolsa de hielo