


Anticuerpo Policlonal Anti-Dhx36 Para Wb, Ip, Elisa - Q9H2U1

Número de artículo: CM0030296



Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo contra DHX36 validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con DHX36 de humano, ratón y rata, una helicasa de resolución de G-cuadruplex involucrada en la regulación génica y la integridad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHX36 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	170506
ID del Gen	170506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de DHX36 humana (NP_065916.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2U1
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo