


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhx38 Para Wb, Elisa - Q92620

Número de artículo: CM0025191



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DHX38 validado para Western Blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige al factor de empalme de pre-mRNA DHX38, un componente del espliceosoma y helicasa de ARN dependiente de ATP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHX38 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9785
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1133-1227 del DHX38 humano (NP_054722.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92620
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo