

Anticuerpo Policlonal Anti-Dhx57 Para Wb Y Elisa - Q6P158

Número de artículo: CM0021868

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHX57/DDX57 humano, adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Para estudios sobre la función de la helicasa de ARN dependiente de ATP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DHX57 Rabbit pAb
Observaciones/alias	DDX57; DHX57
Especie	Humano
GeneID (humano)	90957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-900 de DHX57 humano (NP_945314.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q6P158
Peso de la proteína	156 kDa
Envío	Bolsa de hielo