

Anticuerpo Policlonal Anti-Dhx58 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96C10

Número de artículo: CM0028282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DHX58 (LGP2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para investigación en inmunidad innata y señalización antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHX58 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11Igp2e, DHX58
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 389-678 de DHX58 humano (NP_077024.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96C10
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo