

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhx8 Para Wb, Elisa - Q14562

Número de artículo: CM0015839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DHX8 humano validado para Western blot y ELISA. Objetivo: la helicasa de ARN dependiente de ATP implicada en el empalme de pre-ARNm y la exportación nuclear. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DHX8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1659
GeneID	1659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1001-1220 del DHX8 humano (NP_004932.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14562
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo