


Anticuerpo Policlonal Anti-Dhx9/Arn Helicasa A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Número de artículo: CM0020636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHX9/ARN Helicasa A, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre regulación transcripcional, procesamiento de ARNm e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DHX9/ARN Helicasa A Conejo pAb
Observaciones/Alias	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/ARN Helicasa A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1660
GeneID	1660
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08211
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo