


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dhx9/Arn Helicasa A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Número de artículo: CM0012487



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DHX9/ARN helicasa A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce DHX9 de humano, ratón y rata (141 kDa). Ideal para estudios de transcripción, procesamiento de ARN y helicasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DHX9/ARN helicasa A
Observaciones/Alias	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/ARN helicasa A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1660
ID de gen	1660
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 de la DHX9/ARN helicasa A humana (Q08211)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08211
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo