


Anticuerpo Policlonal Anti-Diaph1 (Conejo) Para Wb Y Elisa - O60610

Número de artículo: CM0022693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DIAPH1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Objetivo: DIAPH1 humana (141 kDa), un factor de nucleación de actina implicado en la organización del citoesqueleto. Ideal para biología celular e investigación auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validated] DIAPH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; [KD Validated] DIAPH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1729
GeneID	1729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1158-1272 de DIAPH1 humana (NP_005210.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60610
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo