


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Diaph1 Para Wb Y Elisa - O60610

Número de artículo: CM0002907



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para DIAPH1 humano (DIA1/DRF1). Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del citoesqueleto de actina y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DIAPH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1729
GeneID	1729
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DIAPH1 humano (O60610)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60610
Peso Molecular de la Proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo