

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Diaph2 Para Wb, Elisa - O60879

Número de artículo: CM0017361

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DIAPH2 validado para WB y ELISA. Detecta DIAPH2 en muestras de Humano, Ratón y Rata. Relevante para el estudio de la ovogénesis, el tráfico endosomal y la regulación del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DIAPH2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1730
ID de Gen	1730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del DIAPH2 humano (NP_009293.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60879
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo