


Anticuerpo Policlonal Anti-Diaph3 Para Wb, Elisa - Q9Nsv4

Número de artículo: CM0016574



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DIAPH3 humano validado para WB y ELISA. Se dirige a la formina-3 relacionada con diafana (mDia2), involucrada en la dinámica del citoesqueleto de actina, la citocinesis y la activación de SRF. Adecuado para investigación sobre pérdida auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DIAPH3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
Especie	Humano
GeneID (humano)	81624
GeneID	81624
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NSV4
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo