

Anticuerpo Policlonal Anti-Dicer1 Para If/Icc, Elisa - Q9Upy3

Número de artículo: CM0020129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DICER1 para muestras humanas, validado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a la endorribonucleasa Dicer, clave en el procesamiento de miARN y siARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra DICER1
Observaciones/alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	23405
ID del gen	23405
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 de DICER1 humano (NP_001258211.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UPY3
Peso molecular	219 kDa
Envío	Bolsa de hielo