

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Digoxigenina/Digoxina Para Aplicaciones De Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000004

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra digoxigenina/digoxina. Adecuado para DB y ELISA con reactividad independiente de la especie. Ideal para el desarrollo de ensayos de IVD y el monitoreo de digoxina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Digoxigenina/Digoxina
Inmunógeno	Compuestos químicos Digoxina
Origen	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo