


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dimetil-Dnmt3A-K44 (O88508) Para If/Cci Y Elisa

Número de artículo: CM0000230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la lisina 44 dimetilada de la DNMT3A de ratón (O88508). Adecuado para IF/CCI y ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para estudios epigenéticos y de metilación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DiMetil-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MmuIIIA; DiMethyl-DNMT3A-K44
Especie	Ratón
GeneID (humano)	13435
GeneID	13435
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	IF/CCI, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O88508
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo