


Anti-Dimetil-Histona H3 (Lis79) Mab De Conejo Para Investigación De Cromatina/Epigenética (Q16695/P68431)

Número de artículo: CM0000354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para histona H3 dimetilada en la lisina 79 (H3K79me2). Validado para WB, ChIP-seq, IF, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para análisis epigenético y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DiMetil-Histona H3-K79 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K79
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo