


Anticuerpo Policlonal Anti-Dimt1 Para Wb, Elisa - Q9Unq2

Número de artículo: CM0030607



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra DIMT1, una enzima clave en la dimetilación del ARNr 18S y la biogénesis del ribosoma. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del nucléolo y procesamiento del ARNr.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DIMT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27292
GeneID	27292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de DIMT1 humano (NP_055288.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNQ2
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo