

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dio3 Para Wb Y Elisa - P55073

Número de artículo: CM0027174

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DIO3 humano (Tiroxina 5-deyodasa), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de las hormonas tiroideas e investigaciones relacionadas - P55073.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DIO3
Observaciones/Alias	D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1735
GeneID	1735
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-170 de DIO3 humano (NP_001353.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55073
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo