

Anticuerpo Policlonal Anti-Dip2C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2E4

Número de artículo: CM0022704

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DIP2C validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 100-260.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DIP2C
Observaciones/Alias	KIAA0934; DIP2C
Especie	Humano
GeneID (humano)	22982
GeneID	22982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-260 de DIP2C humano (NP_055789.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2E4
Peso molecular	171 kDa
Envío	Bolsa de hielo