


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Diras3 Para Wb, Elisa - O95661

Número de artículo: CM0031042



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DIRAS3 validado para WB y ELISA. Reconoce DIRAS3 humano, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del cáncer y estudios de supresores de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DIRAS3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9077
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-229 del DIRAS3 humano (NP_004666.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95661
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo