

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Disc1 Para Wb Y Elisa - Q9Nri5

Número de artículo: CM0028110



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DISC1 humano (Q9NRI5), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y esquizofrenia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DISC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SCZD9; C1orf136; DISC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27185
ID del Gen	27185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de DISC1 humano (NP_001158009.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRI5
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo