

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Disp1 Para Wb, Elisa - Q96F81

Número de artículo: CM0017549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DISP1 humano, validado para Western blot y ELISA. Dirigido a la proteína dispatched homolog 1, un regulador clave de la señalización hedgehog. Ideal para investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DISP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DISPA; DISP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84976
GeneID	84976
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1325-1524 de la DISP1 humana (NP_116279.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96F81
Peso de la proteína	171kDa
Envío	Bolsa de hielo