


Anticuerpo Policlonal Anti-Dj-1/Park7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99497

Número de artículo: CM0021458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DJ-1/PARK7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en estrés oxidativo, neurodegeneración y deglicasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DJ-1/PARK7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11315
ID del gen	11315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 de DJ-1/PARK7 humano (NP_009193.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99497
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo