


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-DJ-1/Park7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99497

Número de artículo: CM0003807



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DJ-1/PARK7 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce DJ-1/PARK7 humano, de ratón y de rata (20 kDa), una proteína multifuncional del estrés oxidativo. Ideal para investigación en neurodegeneración y citoprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DJ-1/PARK7 Conejo mAb
Observaciones/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11315
GeneID	11315
Inmunógeno	Un péptido sintético que corresponde a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DJ-1/PARK7 humano (Q99497)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99497
Peso Molecular de la Proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo