

Anticuerpo Policlonal Anti-Dkc1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60832

Número de artículo: CM0022719



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DKC1 humano (disquerina), validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas, el mantenimiento de telómeros y la disqueratosis congénita.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DKC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1736
GeneID	1736
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60832
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo