


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dkc1 Para Wb - O60832

Número de artículo: CM0017437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DKC1 humano, para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación sobre biogénesis de ribosomas y mantenimiento de telómeros. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Peso molecular predicho: 58kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DKC1 Rabbit pAb
Notas / Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1736
GeneID	1736
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de DKC1 humano (NP_001354.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60832
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo