

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dkk1 Para Wb Y Elisa - 094907

Número de artículo: CM0030960



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-DKK1 de alta calidad está validado para WB y ELISA. Detecta DKK1 de humano, ratón y rata, por lo que es ideal para investigación en señalización Wnt y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DKK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SK; DKK-1; DKK1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	22943
ID del gen	22943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-266 de la DKK1 humana (NP_036374.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	094907
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo