

Anticuerpo Policlonal Anti-Dkk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Número de artículo: CM0019812

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DKK3 humano (proteína 3 relacionada con Dickkopf). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización Wnt y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DKK3 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27122
GeneID	27122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 del DKK3 humano (NP_056965.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBP4
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo