

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dkk3 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Número de artículo: CM0007689

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-DKK3 validado para WB, IF-P y ELISA.

Detecta la proteína DKK3 humana, de ratón y de rata, un antagonista de la señalización Wnt implicado en el desarrollo y las enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DKK3
Observaciones/alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Especie	Humana
GeneID (humano)	27122
GeneID	27122
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de DKK3 humana (NP_056965.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q9UBP4
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo