

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dkk3 Para Wb/If/Icc/Elisa - Q9Ubp4

Número de artículo: CM0007811

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra DKK3 humano (Q9UBP4), validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo contra DKK3
Observaciones/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	27122
ID del gen	27122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-350 de DKK3 humano (Q9UBP4) (NP_056965.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UBP4
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo