

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dkk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Número de artículo: CM0022365

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la DKK3 humana (proteína relacionada con Dickkopf 3). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt, el desarrollo y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DKK3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27122
GeneID	27122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de la DKK3 humana (NP_056965.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBP4
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo