


Anti-Dkk4 (Dkk-4) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Ubt3

Número de artículo: CM0029736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DKK4 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con DKK4 humano y de ratón. Ideal para estudiar la señalización Wnt, el desarrollo y enfermedades relacionadas. Abastezca sus materiales de investigación con confianza.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DKK4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DKK-4; DKK4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27121
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-224 del DKK4 humano (NP_055235.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBT3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo