


Anticuerpo Policlonal Anti-Dlat Para Wb, If/Icc, Elisa - P10515

Número de artículo: CM0028785



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DLAT para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo mitocondrial y del complejo piruvato deshidrogenasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Especie	Humano
GeneID (humano)	1737
GeneID	1737
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10515
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo