


Anticuerpo Policlonico Anti-Dlat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Número de artículo: CM0014455



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra DLAT validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humanos, ratón y rata. Se dirige a la dihidrolipoamida acetiltransferasa de 69 kDa (PDC-E2), una enzima clave del complejo piruvato deshidrogenasa y autoantígeno de la cirrosis biliar primaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLAT Rabbit pAb
Notas/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Especie	Humano
GeneID	1737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-270 de la DLAT humana (NP_001922.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10515
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo