


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dlat Para Wb, Elisa - P10515

Número de artículo: CM0009870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para DLAT (PDC-E2), el componente dihidrolipoamida acetiltransferasa del complejo piruvato deshidrogenasa. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DLAT
Observaciones/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Especie	Humano
GeneID (humano)	1737
GeneID	1737
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 548-647 de DLAT humano (P10515)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P10515
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo