


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dlat Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10515

Número de artículo: CM0010793



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DLAT humano (dihidrolipoamida acetiltransferasa) para uso en múltiples aplicaciones: WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo mitocondrial y CBP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DLAT
Observaciones/Alias	E2, CBP, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1737
GenelD	1737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-270 del DLAT humano (NP_001922.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10515
Peso Proteico	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo