


Anticuerpo Policlonal Anti-Dlc1 Para Wb Y Elisa - Q96Qb1

Número de artículo: CM0022535



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo policlonal de conejo anti-DLC1 (Q96QB1), validado para WB y ELISA. Detecta DLC1 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante (aa 204-463). Ideal para la investigación de supresores de tumores y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10395
GeneID	10395
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-463 del DLC1 humano (NP_079043.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96QB1
Peso Proteico	171kDa
Envío	Bolsa de hielo