

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dld/Dldh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Número de artículo: CM0016498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la dihidrolipoamida deshidrogenasa validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con DLD/DLDH humano y de ratón. Adecuado para estudiar el metabolismo mitocondrial, la succinilación de histonas y la capacitación espermática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLDH/DLD pAb de conejo
Observaciones/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1738
GeneID	1738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-300 de DLDH/DLDH/DLDH/DLD humano (NP_000099.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09622
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo