

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dldh/Dld Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Número de artículo: CM0008314



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DLDH/DLD (P09622). Para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del complejo deshidrogenasa mitocondrial y la succinilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DLDH/DLD
Observaciones/alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Especie	Humano
GeneID (humano)	1738
GeneID	1738
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-500 de DLDH/DLD humano (P09622).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09622
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo