

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dldh/Dld Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Número de artículo: CM0026331



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DLDH/DLD humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la dihidrolipoil deshidrogenasa humana y de ratón, un componente E3 mitocondrial. 54kDa. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLDH/DLD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1738
GeneID	1738
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-300 del DLDH/DLDH/DLDH/DLD humano (NP_000099.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09622
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo