


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dlg3 Para Wb - Q92796

Número de artículo: CM0019901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DLG3 (SAP102) humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en plasticidad sináptica y aprendizaje. SWISS: Q92796.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1741
GeneID	1741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 464-817 de DLG3 humano (NP_066943.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92796
Peso molecular de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo