

Anticuerpo Policlonal Anti-Dlgap2 Para Wb, Elisa - Q9P1A6

Número de artículo: CM0018232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DLGAP2 validado para WB y ELISA. Se dirige a la DLGAP2 humana, una proteína de andamiaje postsináptica involucrada en la organización sináptica. Ideal para investigación en neurociencia y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLGAP2 Rabbit pAb
Notas / Alias	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9228
GeneID	9228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-800 de la DLGAP2 humana (NP_004736.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P1A6
Peso Molecular de la Proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo