

Anticuerpo Policlonales Anti-Dlk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80370

Número de artículo: CM0026096



Introducción

DLK1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra DLK1 humano recombinante (aa 24-303). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neuroendocrinología y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLK1 Rabbit pAb
Notas/Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Especie	Humano
GeneID	8788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-303 de DLK1 humano (P80370)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P80370
Peso Molecular	41kDa
Envío	Bolsa de hielo