

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dlk1 Para Wb, Elisa - P80370

Número de artículo: CM0027224



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DLK1 (P80370) validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Adecuado para estudios sobre diferenciación neuroendocrina. Fuente: Conejo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DLK1 pAb de Conejo                                     |
| Observaciones/Alias | DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1 |
| Especie             | Humano                                                 |
| ID de Gen (Humano)  | 8788                                                   |
| ID de Gen           | 8788                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                  |
| Fuente              | Conejo                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                          |
| SWISS               | P80370                                                 |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                         |