

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-DLL1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000548

Número de artículo: CM0017263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DLL1 humano, un ligando de Notch crucial para el desarrollo embrionario y el mantenimiento de las células madre. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de Notch, la diferenciación celular y la formación de patrones tisulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	28514
GeneID	28514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-220 de DLL1 humano (NP_005609.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	000548
Peso de la proteína	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo