

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-DLL3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Número de artículo: CM0022649

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DLL3 humano, adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de Notch y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCDO1; DLL3
Especie	Humano
ID génico (humano)	10683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-618 de DLL3 humano (NP_058637.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NYJ7
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo