

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dll4 Para Wb, Ip, Fc, Elisa - Q9Nr61

Número de artículo: CM0004726

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-DLL4 validado para WB, IP, FC, ELISA. Se dirige contra la DLL4 humana, un ligando de Notch involucrado en la angiogénesis y la neurogénesis. Adecuado para investigación en biología vascular y señalización de Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-DLL4 de conejo
Notas / Alias	AOS6; delta4; hdelta2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	54567
ID del gen	54567
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-524 de la DLL4 humana (NP_061947.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NR61
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo