

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-DLL4 Para Wb Y Elisa - Q9Nr61

Número de artículo: CM0013376



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a DLL4, un ligando de Notch involucrado en la angiogénesis y el desarrollo. Detecta DLL4 humano, de ratón y de rata en WB y ELISA. Ideal para investigación en biología vascular y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-DLL4
Observaciones/Alias	A056; delta4; hdelta2; DLL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 317-530 de DLL4 humano (NP_061947.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo